

医療情報ネットワークの接続・切断方法

接続方法

STEP

1 もみじネット接続を行う前にインターネットへの接続を確立しておきます。

また、USBトークンがUSBポートに挿入されているかを確認しておきます。

「デスクトップ」の「もみじネット接続」をダブルクリックします。




STEP

2 もみじネット事務局から発行された

パスワード（ユーザPIN）を入力、


「OK」をクリックします。



STEP

3 接続に成功すると、タスクトレイに青いインジケータが表示されます。

接続に失敗すると、タスクトレイに赤いインジケータ表示されます。




切断方法

STEP

1 インジケータをダブルクリックします。

接続を切る場合は、「接続解除」をクリックします。



STEP

2 接続が解除されると、タスクトレイに赤いインジケータが表示されます。

XP :



Vista/7



STEP

3 接続が解除されたことを確認し、USB トークンを USB ポートから引き抜いて切断完了。